

# コラーゲンマシン / C250

## ご利用の目安

週2～3回、20～30分のコラーゲン照射を1～3ヶ月間続けてみましょう。  
個人差はありますが、1～3回のコラーゲンライト照射でほとんどの方が肌の改善を実感できます。



### 週2～3回を4週間



### 1ヶ月目

肌の活性とケア

### 2ヶ月目

さらに透明感のある肌に

### 3ヶ月目

弾力性と輪郭線・シワの減少

## コラーゲンマシンの6つの効果

コラーゲンランプから放出された633nmの可視光線が真皮層まで届き、  
繊維芽細胞に働きかけ、コラーゲンやたんぱく質を活性化させ美肌へと導きます。

### 効果1 美肌・アンチエイジング

コラーゲンランプが細胞を活性化。たんぱく質(コラーゲンなど)の生成を促すことで、シワ・シミ・たるみの改善とハリ・艶のある肌へと導きます。

### 効果2 自律神経を整える

ライトセラピーの効果で神経伝達物質のセロトニン、メラトニンの成分を促し自律神経を整えます。内面からのアプローチで外面美容をサポートします。

### 効果3 代謝・免疫力アップ

コラーゲンマシンの熱効果により細胞を修復するたんぱく質(ヒートショックプロテイン)が増加。代謝が上がることで痩せやすくもなり、リンパ球の増加により免疫力もアップします。

### 効果4 睡眠ホルモンで良い眠りを

幸せホルモンのセロトニンが材料となって睡眠ホルモンのメラトニンが分泌されます。メラトニンは分泌されればされるほど体内時計に働きかけることで、覚醒と睡眠を切り替えて自然な眠りを誘います。

### 効果5 セルライト解消

新しいコラーゲンができることでセルライトの周りの古くなったコラーゲンの排出を促してくれます。リンパと血行の流れも良くなるので、予防にも効果的です。

### 効果6 施術の効果も持続力も倍増

可視光線を当てることで細胞が活性化されエステの効果が出やすくなり持続力もアップします。また、可視光線の効果により筋肉がしっかりほぐれることで整体前やフィットネス・ジムの相乗効果が高まります。

# マシンのご利用手順

## 市販のサンオイル、ジェル類の使用禁止


### 1 ご利用前

- ・しっかり水分補給をしてください。
  - ・マシンルームに誰もいないか確認してください。
  - ・サンオイルを購入し全身に塗ります。
- ※コラーゲンマシンをご利用の場合はサンオイルは必要ありません。



### 2 QR認証

- ・QRリーダーにQRコードをかざしてください。
  - ・ご利用時間選択後にマシンのランプが点灯します。
- ※必ず予約したご利用時間を選択して下さい。
- ・冷却中はご利用できませんので最大5分間お待ちください。



### 3 マシン入室

- ・ランプが点灯したら入室してください。
  - ・扉は閉めてご利用ください。
  - ・目は閉じてください。
- 上部の手すりを適度にご利用いただくとムラ焼けを防げます。
- ・ランプが消えたら終了です。



### 4 ご利用後

- ・十分にお肌の保湿と水分補給をおこなってください。
- ・汗や手垢等で汚れた場合は備え付けのクリーナーでマシンの清掃をお願いします。

